版本: 240425

MRS 琼脂(MRS Agar) 参比培养基使用说明书

【货号】RCM 188

【用途】

用作参比培养基。(GB 4789.28-2024)

【规格】250g/瓶 【成分】(g/L)

(g/L)	
蛋白胨	10.0
牛肉浸粉	5.0
酵母浸粉	4.0
葡萄糖	20.0
吐温 80	1.0 mL
七水合磷酸氢二钾 $(K_2HPO_4 \cdot 7H_2O)$	2.0
三水合醋酸钠(CH ₃ COONa·3H ₂ O)	5.0
柠檬酸三铵[C ₆ H ₅ O ₇ (NH ₄) ₃]	2.0
七水合硫酸镁(MgSO ₄ ·7H ₂ O)	0.2
四水合硫酸锰(MnSO ₄ ·4H ₂ O)	0.05
琼脂	15.0

【pH值】

 5.6 ± 0.2 (25°C)

【原理】

蛋白胨、牛肉浸粉、酵母浸粉提供氮源、维生素、生长因子;葡萄糖为可发酵糖类;七水合磷酸氢二钾为酸碱缓冲剂;柠檬酸三铵、七水合硫酸镁、四水合硫酸锰、吐温 80 和三水合醋酸钠为培养各种乳酸菌提供生长因子,其成分还能抑制某些杂菌;琼脂是培养基的凝固剂。

【用法】

称取 64.25g 于 1L 蒸馏水中,加热煮沸至完全溶解,121℃高压灭菌 15min,备用。

注: 根据培养基的实际用量, 称取相应比例的干粉进行配制。

【质量控制】

质控菌株	方法	培养条件	质控结果
德氏乳杆菌保加利亚亚种		36 ℃ ±1 ℃ ,	化区户权 泽东东 为绝了 规则
CICC 25031 [CMCC(B) 34131]		$72\mathrm{h}{\pm}2\mathrm{h}$	生长良好,浅灰色,边缘不规则
嗜热链球菌		$36~^\circ\mathrm{C}~\pm1~^\circ\mathrm{C}$,	4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
CICC 25032 [CMCC(B) 32483]		72 h \pm 2 h	生长良好,白色圆形
		36 °C ± 1 °C ,	
长双歧杆菌婴儿亚种		72 h±2 h,	生长良好, 白色圆形
CICC 25033 [CMCC(B)93905]		厌氧	
瑞士乳杆菌	定性	$36~^\circ\mathrm{C}~\pm1~^\circ\mathrm{C}$,	生长良好,白色圆形
CICC 6032		$72\mathrm{h}{\pm}2\mathrm{h}$	
戊糖乳杆菌		$36~^\circ\mathrm{C}~\pm1~^\circ\mathrm{C}$,	生长良好,白色圆形
CICC 22707		$72\mathrm{h}{\pm}2\mathrm{h}$	
植物乳杆菌		36 °C ± 1 °C ,	生长良好,白色圆形
CICC 25034 [CMCC(B)34134]		72 h \pm 2 h	
干酪乳杆菌		36 ℃ ±1 ℃,	ルレウセ ウル同 収
CICC 25035 [CMCC(B)34135]		72 h \pm 2 h	生长良好,白色圆形

【保存】

干粉培养基密封保存于阴凉干燥处。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书(MSDS)可登录陆桥网站 https://www.beijinglandbridge.com/, 在"质检报告"和"MSDS"页面,输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的,不用于临床诊断或治疗。