



新生霉素（A）使用说明书

【货号】 P-10A

【用途】

1. 用于配制改良 EC 肉汤（mEC+n）（FDA BAM、GB、SN 标准）；
2. 用于配制改良 MSRV 培养基。

【规格】 2mg/支×5

【成分】

新生霉素

【用法】

1. 无菌加入 P-10A 新生霉素（A）一支至 100mL 高压灭菌后冷却至 50℃的 CM104A 改良 EC 肉汤（mEC+n）基础中，混合均匀后制成改良 EC 肉汤（mEC+n）；
2. 无菌加入 P-10A 新生霉素（A）一支至 200mL 煮沸灭菌后冷却至 50℃的 CM245 改良 MSRV 培养基基础中，混合均匀后制成改良 MSRV 培养基。

【保存】

2-8℃避光保存两年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>，在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。