

版本：240425

0.1%蛋白胨水使用说明书

【货号】 GCM853

【用途】

用于产气荚膜梭菌检验的稀释液。（GB 标准）

【规格】 250g/瓶

【成分】（g/L）

蛋白胨 1.0

【pH 值】

7.0±0.2 (25℃)

【原理】

蛋白胨在培养基中作为基础营养物质。

【用法】

称取 1.0g 于 1L 蒸馏水中，加热煮沸至完全溶解，分装，121℃高压灭菌 15min，备用。

注：根据培养基的实际用量，称取相应比例的干粉进行配制。

【质量控制】

质控菌株	接种量 (CFU)	接种计数培养基	方法	培养条件	质控结果
产气荚膜梭菌 ATCC13124	100-1000	TSA+5%羊血	定量	20℃-25℃ 45min	放置培养 前后菌落 数变化在 ±50%
产气荚膜梭菌 CICC 25011[CMCC(B) 64724]					

【保存】

干粉培养基密封保存于阴凉干燥处。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>，在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。