



1%TTC 溶液使用说明书

【货号】 P-79B

【用途】

- 1、用于配置 KF 链球菌琼脂；
- 2、用于配置 CATC 琼脂。

【规格】 5 支/盒

【成分】 TTC

【用法】

- 1、无菌加入 P-79B 1%TTC 溶液 1 支至 100mL 煮沸灭菌后冷却至 50℃的 CM165A KF 链球菌琼脂基础中，混合均匀后制成 KF 链球菌琼脂；
- 2、无菌加入 P-79B 1%TTC 溶液 1 支至 100mL 煮沸灭菌后冷却至 50℃的 CM1532 CATC 琼脂基础中，混合均匀后制成 CATC 琼脂。

【保存】

2-8℃避光保存 2 年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>，在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。