



Fraser/Half Fraser/FB₁ 添加剂使用说明书

【货号】 CM510-4

【用途】

- 1、用于配制 Fraser 肉汤；
- 2、用于配制 Half Fraser 肉汤/FB₁；

【规格】 5mL×2/套×5

【成分】

柠檬酸铁铵

氯化锂

【用法】

- 1、无菌加入 CM510-4 Fraser/Half Fraser/FB₁ 添加剂 A 和 B 各 1 支至 450mL 高压灭菌冷后却至 50℃ 的 CM510D Half Fraser 肉汤/FB₁ 基础中，混合均匀后制成 Half Fraser 肉汤或 FB₁；
- 2、无菌加入 CM510-4 Fraser/Half Fraser/FB₁ 添加剂 A 和 B 各 1 支至 450mL 高压灭菌冷后却至 50℃ 的 CM510C Fraser 肉汤/FB₂ 基础中，混合均匀后制成 Fraser 肉汤。

【保存】

2℃-8℃避光保存 2 年。

【产品资料下载】

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登陆陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>，在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。