

## 50%卵黄液使用说明书

**【货号】** P-124

### **【用途】**

- 1、用于蜡样芽孢杆菌的固体平板计数及选择性分离培养。（GB、SN 标准）
- 2、用于生活饮用水中产气荚膜梭状芽孢杆菌的检验。（GB 标准）
- 3、用于肉毒梭菌的分离与纯化培养。（GB 标准）

**【规格】** 5mL/支×10

**【成分】** 卵黄液

### **【用法】**

- 1、每 95mL CM133 甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础（MYP）培养基基础加入 P-124 50%卵黄液 5mL 及 P-36E 多粘菌素 B 溶液一支（10000IU）；混匀后倾注平板备用。
- 2、每 100mL CM606 卵黄琼脂基础中无菌加入 2-3 支 P-124 50%卵黄液，混匀后倾注平板备用。
- 3、每 100mL CM606A 卵黄琼脂培养基基础中无菌加入 3 支 P-124 50%卵黄液，混匀后倾注平板备用。

### **【保存】**

2°C-8°C避光保存 6 个月。

### **【产品资料下载】**

质检报告和化学品安全技术说明书（MSDS）可登录陆桥网站 <https://www.beijinglandbridge.com/>，在“质检报告”和“MSDS”页面，输入货号和批号下载。

本产品仅适用于实验室的工业、科研目的，不用于临床诊断或治疗。